

# BIOMOL® biopsinål typ Menghini


**Modifierad Menghini-nål för perfekta cylindriska prover på lever, pankreas, njurar, lungor och annan mjuk vävnad. Stabilt enhandsgrepp med halvautomatisk provtagning för 15 eller 25 mm prov.**

## Egenskaper


- + avtagbar Menghinityp-nål med avståndsmarkeringar 15 eller 25 mm
- + kolvintegrerad mandräng med pyramidalspets
- + automatisk utlösningknapp för samtidig provtagning och mandrängindragning
- + inre Ulj-markör för säker placering och minskad risk för blödning och sådd

Art.Nr	Ø	Längd	Antal/fp
BM1607	16G	70mm	10
BM1609	16G	90mm	10
BM1612	16G	120mm	10
BM1615	16G	150mm	10
BM1620	16G	200mm	10
BM1709	17G	90mm	10
BM1715	17G	150mm	10
BM1720	17G	200mm	10
BM1807	18G	70mm	10
BM1810	18G	100mm	10
BM1815	18G	150mm	10
BM1820	18G	200mm	10
BM1910	19G	100mm	10
BM1915	19G	150mm	10
BM1920	19G	200mm	10
BM2010	20G	100mm	10
BM2015	20G	150mm	10
BM2020	20G	200mm	10
BM2110	21G	100mm	10
BM2115	21G	150mm	10
BM2120	21G	200mm	10

QM-certifierat: UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 13485 2012  
Tillverkas i Italien av HS Hospital Service S.p.A



Menghini-typ



Utlösningknapp för samtidig provtagning och mandrängindragning