




**FREDDA**<sup>®</sup>



## **Ansa da polipectomia a freddo**

COLD POLYPECTOMY SNARE

**Meditalia**<sup>®</sup>





**FREDDA**®



**Meditalia**®

## **ANSA DA POLIPECTOMIA A FREDDO**

COLD POLIPECTOMY SNARE

**Linea completa di tre morfologie (scudo, ovale esagonale) in tre diametri 7-10-15 mm**

*Complete range of shapes: diamond, oval, hexagonal, with three diameters 7-10-15 mm*

**Morfologia filo per resezioni polipi a freddo da 0,30 mm**

*0,30 mm wire morphology for cold resection of polyps*

**Ottima memoria di forma**

*Excellent memory shape*

**Rotazione graduata 1:1 con filo in nitinol all'interno del catetere**

*Graduated rotation 1:1 with internal nitinol wire inside the catheter*

### **Products info**

References	Working lenght	Sheath diameter	Channel	Loop diameter	Loop shape
MED-129-COLD	230 cm	2,3 mm	2,8 mm	7 mm	oval ↻
MED-120- COLD	230 cm	2,3 mm	2,8 mm	10 mm	Similar Exacto®
MED-121- COLD	230 cm	2,3 mm	2,8 mm	10 mm	Oval ↻
MED-122- COLD	230 cm	2,3 mm	2,8 mm	15 mm	Oval ↻
MED-123- COLD	230 cm	2,3 mm	2,8 mm	10 mm	Hexagonal ↻
MED-124- COLD	230 cm	2,3 mm	2,8 mm	15 mm	Hexagonal ↻