

IVS/PTC-kateter

Nål med mandräng och teflonkateter för dränage och andra procedurer

Egenskaper

- + Transparent teflonkateter
- + Rak spets med ändhål
- + Luer-lock
- + Inkluderar metallkanyl med Quincke-spets och mandräng
- + Utmärkt flödes hastighet

Art.Nr	Ø	Längd	Antal/fp
IVS 0415	Fr.4	150mm	10
IVS 0420	Fr.4	200mm	10
IVS 0425	Fr.4	250mm	10
IVS 0430	Fr.4	300mm	10
IVS 0515	Fr.5	150mm	10
IVS 0520	Fr.5	200mm	10
IVS 0525	Fr.5	250mm	10
IVS 0530	Fr.5	300mm	10
IVS 0615	Fr.6	150mm	10
IVS 0620	Fr.6	200mm	10
IVS 0625	Fr.6	250mm	10
IVS 0715	Fr.7	150mm	10
IVS 0720	Fr.7	200mm	10
IVS 0725	Fr.7	250mm	10
IVS 0730	Fr.7	300mm	10
IVS 0815	Fr.8	150mm	10
IVS 0820	Fr.8	200mm	10
IVS 0825	Fr.8	250mm	10
VS 0830	Fr.8	300mm	10

QM-certifierat: UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 13485 2012
Tillverkas i Italien av HS Hospital Service S.p.A

