

TRAPSYSTEM® SET Benmärgsbiopsi-set

Det mest framgångsrika systemet för benmärgsbiopsi med "non-deflection"-teknik

Egenskaper

- + Jamshidi-nål med konisk "fiskmun", cm-märkning och ergonomiskt handtag med luer-lock anslutning.
- + Löstagbar mandräng med pyramidalspets.
- + Extraktionskanyl med cm-märkning med trubbig spets för provhämtning
- + Skydd för nålspetsen för att undvika skada på personal

Fördelar

- + Större patientkomfort
- + Enkel och snabb penetration
- + Kvalitativt vävnadsprov



Art.Nr	Ø	Längd	Antal/fp
TRAPJ 0810	8G	100 mm	10
TRAPJ 0815	8G	150 mm	10
TRAPJ 1110	11G	100 mm	10
TRAPJ 1115	11G	150 mm	10
TRAPJ 1306	13G	60 mm	10
TRAPJ 1310	13G	100 mm	10

QM-certifierat: UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 13485 2012
Tillverkas i Italien av HS Hospital Service S.p.A

