

Sternshield® thoraxväst

Sternshield är ett förband som är designat för att ge optimalt skydd 24/7 till patienter som återhämtar sig efter en sternotomi.

Ger trygghet och motverkar rörelserädsla.

Diskret, mjuk och följsam.



Om Sternshield®



Tack vare den patenterade **Double Action**-designen fungerar den på två sätt:

1. ger ett elastiskt stöd för den allmänna instabiliteten i bröstbenet vilket främjar en stressfri och mindre smärtsam återhämtning.
2. genom icke-elastiskt stöd för att skydda bröstbenet när patienten hostar, rör sig och gör andningsövningar efter operationen.

Att använda under hela rehabiliteringsperioden.



Art.nr.	Mått bröstomfång	UDI-nr
SSH1S	80-90 cm	2820010343748
SSH1M	90-100 cm	2820010343762
SSH1L	100-110 cm	2820009369544
SSH1XL	110-120 cm	2820010343786
SSH1XXL	120-130 cm	2820010343809
SSH1XXXL	130 cm+	2820010343823

Unisexstorlekar.

Förpackning

Styckförpackade. Österila.

Material

Bomull, naturligt garn

Förvaring

Förvaras torrt och rent i rumstemperatur.

Tvättråd: 30 grader fintvätt.



ISO 13485:2016



Kontakta oss

031-68 10 55

info@smpcardio.se

www.smpcardio.se