


TRUE-CUT

Halvautomatisk biopsipistol för mjuka vävnadsprover.

Möjlighet till 10 mm resp. 20 mm prov och flera biopsier.

Stabilt ergonomiskt enhandsgrepp



TRU-CUT Type




HS
FUTUREMADEPRESENT

Egenskaper

- Kanyl med penetrationsmarkörer och djupstopp
- Spets med 18 mm provskåra
- Ringhandtag med grepp för att utföra proceduren med en hand
- Display för att se den valda dimensionen
- Ultraljudsmarkörer
- Säkerhetsstopp

Art.nr.	Ø	Längd	Antal/fp
TC1610	16G	100mm	10
TC1615	16G	150mm	10
TC1620	16G	200mm	10
TC1810	18G	100mm	10
TC1815	18G	150mm	10
TC1820	18G	200mm	10

VIM-SILVERMAN procedure



Förpackning

Sterilförpackade en och en.

Material

ABS-plast, rostfritt stål AISI 304

Förvaring

Förvaras torrt och rent i rumstemperatur.

HS
FUTUREMADEPRESENT



QM-certifierat: UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 13485 2012
Tillverkas i Italien av HS Hospital Service S.p.A

Kontakta oss

031-68 10 55

info@smpcardio.se

www.smpcardio.se